



Synimed

Synergie Ingénierie Médicale



**Tulipe™** Système de Fixation Rachidien  
Sistema de fijación espinal

Implants  
Implantes

.Index | Índice


Composants | Componentes

1

.Instrumentation | Instrumental

8

. Composants | Componentes



Monoaxiale | Monoaxial



Poliaxiale | Poliaxial



. Tulipes | Tulipas



Tulipe monoaxiale étendue pour barre de  $\varnothing$  5 mm.  
Tulipa monoaxial extendida para barra  $\varnothing$  5 mm.

S30 2 5M

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



Tulipe monoaxiale étendue pour barre de  $\varnothing$  6 mm.  
Tulipa monoaxial extendida para barra  $\varnothing$  6 mm.

S30 2 6M

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



Tulipe polyaxiale étendue pour barre de  $\varnothing$  5 mm.  
Tulipa polyaxiale extendida para barra  $\varnothing$  5 mm.

S30 2 5P

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



Tulipe polyaxiale étendue pour barre de  $\varnothing$  6 mm.  
Tulipa polyaxiale extendida para barra  $\varnothing$  6 mm.

S30 2 6P

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



Tulipe monoaxiale standard pour barre de  $\varnothing$  5 mm.  
Tulipa monoaxial standard para barra  $\varnothing$  5 mm.

S30 3 5M

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



Tulipe monoaxiale standard pour barre de  $\varnothing$  6 mm.  
Tulipa monoaxial standard para barra  $\varnothing$  6 mm.

S30 3 6M

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



Tulipe polyaxiale standard pour barre de  $\varnothing$  5 mm.  
Tulipa polyaxiale standard para barra  $\varnothing$  5 mm.

S30 3 5P

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



Tulipe polyaxiale standard pour barre de  $\varnothing$  6 mm.  
Tulipa polyaxiale standard para barra  $\varnothing$  6 mm.

S30 3 6P

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril

. Vis | Tornillos



Vis pédiculaires polyaxiales  $\varnothing$  5.5 mm.  
Tornillos pediculares poliaxiales  $\varnothing$  5.5 mm.

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril

35 mm.

S30 5 35

40 mm.

S30 5 40

45 mm.

S30 5 45

55 mm.

S30 5 50



Vis pédiculaires polyaxiales  $\varnothing$  6.35 mm.  
Tornillos pediculares poliaxiales  $\varnothing$  6.35 mm.

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril

35 mm.  
40 mm.  
45 mm.  
55 mm.

S30 6 35  
S30 6 40  
S30 6 45  
S30 6 50



Vis pédiculaires polyaxiales  $\varnothing$  7 mm.  
Tornillos pediculares poliaxiales  $\varnothing$  7 mm.

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril

35 mm.  
40 mm.  
45 mm.  
55 mm.

S30 7 35  
S30 7 40  
S30 7 45  
S30 7 50

#### . Crochets | Ganchos



Crochet laminaire ouvert large 8x7  
Gancho laminar abierto ancho 8x7.

S30 11a

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



Crochet laminaire ouvert mince 8x4  
Gancho laminar abierto angosto 8x4

S30 11b

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



Crochet laminaire ouvert large 9.5x7  
Gancho laminar abierto ancho 9.5x7

S30 13a

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



Crochet laminaire ouvert mince 9.5x4  
Gancho laminar abierto angosto 9.5x4

S30 13b

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



Crochet pédiculaire  
Gancho pedicular

S30 14

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril

. Connecteurs transversaux | Conectores transversales



Connecteur trasversal ø 5 mm. (ensemble)  
Conector transeversal ø 5 mm. (conjunto)

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril

60 mm.  
80 mm.

S30 215/60  
S30 215/80



DTT  
DTT

S30 215

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



Barres pour DTT  
Barras para DTT

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril

60 mm.  
80 mm.

S30 21 60  
S30 21 80



Connecteur trasversal  $\varnothing$  6 mm. (ensemble)  
Conector transeversal  $\varnothing$  6 mm. (conjunto)

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril

60 mm.  
80 mm.

S30 216/60  
S30 216/80



DTT  
DTT

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril

S30 216



Barres pour DTT  
Barras para DTT

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril

60 mm.  
80 mm.

S30 21 60  
S30 21 80

. Tiges | Barras



Tiges  $\varnothing$  5 mm. | Barras  $\varnothing$  5 mm.

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril

50 mm.  
60 mm.  
70 mm.  
80 mm.  
90 mm.  
100 mm.  
150 mm.  
200 mm.  
250 mm.  
300 mm.  
400 mm.  
450 mm.

30 05 50  
30 05 60  
30 05 70  
30 05 80  
30 05 90  
30 05 100  
30 05 150  
30 05 200  
30 05 250  
30 05 300  
30 05 400  
30 05 450



Tiges  $\varnothing$  6 mm. | Barras  $\varnothing$  6 mm.

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril

50 mm.	30 00 50
60 mm.	30 00 60
70 mm.	30 00 70
80 mm.	30 00 80
90 mm.	30 00 90
100 mm.	30 00 100
150 mm.	30 00 150
200 mm.	30 00 200
250 mm.	30 00 250
300 mm.	30 00 300
400 mm.	30 00 400
450 mm.	30 00 450

. Connecteurs latéraux | Acoples



Connecteur latéral pour barre de  $\varnothing$  5 mm.  
Acople lateral  $\varnothing$  5 mm.

S40 22

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



Connecteur latéral pour barre de  $\varnothing$  6 mm.  
Acople lateral  $\varnothing$  6 mm.

S40 24

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril

. Bouchons | Tapones



Bouchon pour tulipe monoaxiale-polyaxiale  $\varnothing$  5 mm.  
Tapón para tulipa monoaxial-poli axial  $\varnothing$  5 mm.

S30 50M

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



Bouchon pour tulipe monoaxiale-polyaxiale  $\varnothing$  6 mm.  
Tapón para tulipa monoaxial-poli axial  $\varnothing$  6 mm.

S30 50P

Matériau Titane | Non stérile  
Material Titanio | No esteril



*Synimed*

*Synergie Ingénierie Médicale*



**Tulipe™** Système de Fixation Rachidien  
Sistema de fijación espinal

Instrumentation  
Instrumental

. Instrumentation pour préparation du pédicule et insertion des vis  
Instrumental para preparación del pedículo e inserción de tornillos



Poinçon  
Punzón

31-66402



Sonde steffe  
Sonda steffe

65456




Sonde pédiculaire droite  
Sonda pedicular recta

65458



Sonde pédiculaire courbe  
Sonda pedicular curva

65457



Gabarit  
Cartabón

S31-20000



Introduceur de vis mono et poly-axiale  
Introducor de tornillo monoaxial y poliaxial

S3166405 FP

. Instrumentation pour préparation et pose de barres  
Instrumental para preparación y colocación de barras



Cintreuse à 3 points  
Dobladora de 3 bolas

66446



Instrument de dérotation pour barres de 5/6 mm  
Desrotadora para barras de 5/6 mm.

90-100-7/8



Cintreuse double angulée pour barres de 5 mm  
Grifa doble angulada para barras de 5 mm.

90-100-5



Cintreuse double angulée pour barres de 6 mm  
Grifa doble angulada para barra de 6 mm.

90-100-6



Pince porte barres 5 mm  
Pinza porta barras de 5 mm.

90-100-50



Pince porte barres 6 mm  
Pinza porta barras de 6 mm.

90-100-60



Cisaille  
Cizalla

111-39

. Instrumentation pour positionnement final  
Instrumental para posicionamiento final



Compresseur  
Compresor

65453



Détendeur  
Distractor

65454



Pince forceps  
Pinza de fuerza

1111-34





Abaisse/porte barres  
Bajabarra tenedor

65500

. Instrumentation pour ajustage final des vis  
Instrumental para ajuste final de tornillos

	Préhenseur de vis de blocage Levanta prisioneros	S31-66954
	Tournevis manche en T Atornillador mango en T	S31-66952T
	Anti-rotatoire / coupe ailette Antirotatorio corta aleta	S31-779-2
	Coupe ailette Corta aleta	S31-779-3
	Torquimètre Torquímetro	A65408-01
	Extension de torquimètre Extensor torquímetro	65408-2-1A

. Instrumental pour pose de DTT  
Instrumental para colocación de DTT

	Pince porte connecteur transversal Pinza porta acople transversal	90-100-40
	Pince porte barre connecteur transversal Pinza porta barra acople transversal	90-100-30

. Instrumentation pour crochets  
Instrumental de ganchos



Gabarit d'essai 8 mm large  
Probador 8 ancho

S31-10001



Gabarit d'essai 8 mm étroit  
Probador 8 angosto

S31-10002



Gabarit d'essai 9,5 mm large  
Probador 9.5 ancho

S31-10003



Gabarit d'essai 9,5 mm étroit  
Probador 9.5 angosto

S31-10004



Gabarit d'essai pédiculaire  
Probador pedicular

S31-10005



Introducteur de crochet courbe  
Introduccion de gancho curvo

S31-10006



Introducteur de crochet fileté  
Introduccion de gancho roscado

S31-10007



Extracteur de crochets  
Punch de ganchos

S31-10008



Porte crochets forceps  
Colocador fuerte de ganchos

S31-10009

. Containers et Plateaux  
Contenedores y bandejas



Container externe grand  
Contenedor externo grande

CE-1000




Plateau 1 instrumentation  
Bandeja 1 instrumental

B1-1001



Plateau 2 instrumentation  
Bandeja 2 instrumental

B1-1002



Container à implants  
Contenedor de implantes

CI-1000



Plateau à crochets  
Bandeja de ganchos

CE-1001



Container à crochets  
Contenedor de ganchos

CI-1001



Container à Barras  
Contenedor de Barras



*Synimed*

Z.A. De L'Angle - 19370  
Chamberet - France  
Tel: (33) 555983138  
[www.synimed.com](http://www.synimed.com)



0499